

Wb, Elisa용 Anti-Stx8 폴리클로널 항체 - Q9Unk0

품목 번호: CM0018485

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-STX8 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트 STX8을 인식합니다. 시스-골지(cis-Golgi)에서 ER로의 역방향 수송 연구에 이상적입니다. 토끼 유래 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STX8 Rabbit pAb
비고/별칭	CARB; STX8
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9482
GeneID	9482
면역원	사람 STX8 (NP_004844.1)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9UNK0
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)