

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stxbp1 단일클론 항체 - P61764

품목 번호: CM0009838



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 STXBP1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 68 kDa 단백질로, 시냅스 기능 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STXBP1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
종	인간
GeneID (인간)	6812
GeneID	6812
면역원	합성 펩타이드
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P61764
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스팩