

If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Stxbp1 폴리클로날 항체 - P61764

품목 번호: CM0026136



소개

IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 STXBP1 토끼 폴리클로날 항체. 시냅스 소포 융합의 핵심 조절자인 인간 및 쥐 STXBP1 (MUNC18-1)을 검출합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STXBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6812
유전자 ID	6812
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P61764
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백