


Wb 및 Elisa용 Anti-Stxbp2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15833

품목 번호: CM0029645



소개

STXBP2(Munc18-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SNARE 매개 소포 이동, 세포 외 배출 및 면역 세포 세포독성 과립 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STXBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
종	인간
GeneID (인간)	6813
GeneID	6813
면역원	인간 STXBP2의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001120868.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15833
단백질 무게	66kDa
배송	아이스백