


Wb 및 Elisa용 Anti-Stxbp2 토끼 다클론 항체 - Q15833

품목 번호: CM0014465



소개

Western blotting 및 ELISA에 적합한 인간 STXBP2(Unc-18 homolog 2, Munc18-2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 STXBP2와 교차 반응하며, 세포 내 소포 수송 및 면역세포 엑소사이토시스 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STXBP2 토끼 pAb
비고/별칭	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
종	인간
GeneID (인간)	6813
GeneID	6813
면역원	재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15833
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백