

Wb 및 Elisa용 항Stxbp3 다클론 항체 - O00186

품목 번호: CM0030190

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 STXBP3(선택신 결합 단백질 3, MUNC18C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과의 교차반응성이 검증되었습니다. GLUT4 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STXBP3 토끼 pAb
비고/별칭	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
종	인간
유전자ID (인간)	6814
유전자ID	6814
면역원	인간 STXBP3 (NP_009200.2)의 아미노산 343-592에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00186
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백