


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stxbp4 폴리클로날 항체 - Q6Zwj1

품목 번호: CM0027243



소개

사람 및 마우스에서 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Anti-STXBP4 폴리클로날 항체입니다. 소포 운반 및 인슐린 신호 전달의 주요 조절 인자인 syntaxin-binding protein 4 (Synip)를 타겟으로 합니다. IVD 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STXBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	Synip; STXBP4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	252983
GeneID	252983
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 - 사람 STXBP4 (NP_848604.3)의 아미노산 344-553에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q6ZWJ1
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)