


Wb, Elisa용 Styx 다클론 항체 - Q8Wuj0

품목 번호: CM0015175



소개

인간 STYX(25 kDa)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. MAPK/ERK 신호전달, FBXW7 매개 분해 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STYX 토끼 pAb
비고/별칭	STYX
종	인간
GeneID (인간)	6815
GeneID	6815
면역원	인간 STYX(NP_660294.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WUJ0
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩