

Anti-Sub1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

품목 번호: CM0029929



소개

Anti-SUB1 토끼 폴리클론 항체는 전사 공활성제 p15(PC4)를 검출하며, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적용됩니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 예상 단백질 분자량은 14 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUB1 Rabbit pAb
비고/별칭	P15; PC4; p14; SUB1
종	인간
유전자 ID (인간)	10923
유전자 ID	10923
면역원	제조합 단백질 인간 SUB1(NP_006704.3)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P53999
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백