

Wb, If/Icc, Elisa용 항Sucla2 토끼 다클론 항체 - Q9P2R7

품목 번호: CM0018209



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 항SUCLA2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. TCA 회로와 ATP 합성에 중요한 미토콘드리아 석시닐-CoA 리가제 베타 서브유닛을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUCLA2 토끼 pAb
비고/별칭	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
종	인간
GeneID (인간)	8803
GeneID	8803
면역원	인간 SUCLA2 (NP_003841.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2R7
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩