

Anti-Suclg1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P53597

품목 번호: CM0018041



소개

SUCLG1(숙시닐-CoA 리가제 알파 서브유닛)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. TCA 회로 및 미토콘드리아 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SUCLG1 토끼 pAb
비고/별칭	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
종	인간
유전자 ID (인간)	8802
유전자 ID	8802
면역원	인간 SUCLG1(NP_003840.2)의 아미노산 41-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53597
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩