

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Suclg2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96I99

품목 번호: CM0025380



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 KO 검증된 anti-SUCLG2 rabbit polyclonal antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트의 SUCLG2 (GTP-특이적 숙시닐-CoA 합성효소)를 인식하며, 이는 주요 TCA 회로 효소입니다. 미토콘드리아 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SUCLG2 Rabbit pAb
비고/별칭	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
종	인간
유전자 ID (인간)	8801
유전자 ID	8801
면역원	인간 SUCLG2 (NP_003839.2)의 아미노산 50-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96I99
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백