

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sufu 폴리클론항체 - Q9Umx1

품목 번호: CM0027060



소개

인간 SUFU (Suppressor of Fused Homolog)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 SUFU 검출. Hedgehog 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SUFU 토끼 pAb
비고/별칭	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
종	인간
GeneID (인간)	51684
GeneID	51684
면역원	인간 SUFU (NP_057253.2)의 아미노산 325-484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMX1
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백