

Wb, Elisa용 Anti-Sugct 폴리클론항체 - Q9Hac7

품목 번호: CM0026100



소개

SUGCT Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 SUGCT와 반응합니다. 표적은 라이신/트립토판 분해에 관여하는 미토콘드리아 CoA-전이효소입니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUGCT Rabbit pAb
비고/별칭	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
종	인간
GeneID (인간)	79783
GeneID	79783
면역원	재조합 단백질 인간 SUGCT (NP_001180240.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HAC7
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백