

Wb, Elisa용 항-Sugp2 다클론 항체 - Q8Ix01

품목 번호: CM0018507



소개

SUGP2 토끼 pAb는 WB 및 ELISA 애플리케이션용 다클론 항체로, 인간 및 마우스 SUGP2를 인식합니다. 이 스플라이싱 인자는 핵에 위치하며 고환, 뇌 및 신장에서 발현됩니다. 스플라이싱 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUGP2 토끼 pAb
비고/별칭	SFRS14; SRFS14; SUGP2
종	인간
유전자ID (인간)	10147
유전자ID	10147
면역원	인간 SUGP2 (NP_055699.2)의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IX01
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백