

Anti-Sult1A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P50225

품목 번호: CM0020325



소개

Western blotting 및 ELISA에 검증된 Anti-SULT1A1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. 외인성 물질 및 호르몬 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SULT1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
종	인간
GeneID (인간)	6817
GeneID	6817
면역원	인간 SULT1A1 (NP_803565.1)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P50225
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백