

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Sult1A2 폴리클론항체 - P50226

품목 번호: CM0017912



소개

인간 SULT1A2 설포트랜스퍼라제를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 SULT1A2를 검출하여 약물 대사 및 암 감수성 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SULT1A2 Rabbit pAb
비고/별칭	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
종	인간
GeneID (Human)	6799
GeneID	6799
면역원	재조합 단백질 인간 SULT1A2 (NP_001045.1)의 아미노산 201-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50226
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백