

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sult1A3 다클론 항체 - P0Dmm9

품목 번호: CM0017017



소개

SULT1A3 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 SULT1A3을 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

카테콜아민 및 갑상선 호르몬 대사에서
술포트랜스퍼라제 활성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SULT1A3 토끼 pAb
비고/별칭	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
종	인간
GeneID (인간)	6818
GeneID	6818
면역원	인간 SULT1A3 (NP_808220.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DMM9
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백