


## Wb, If/Icc, Elisa용 항Sult1C4 토끼 다클론 항체 - O75897

품목 번호: CM0021898



### 소개

인간 SULT1C4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 수준의 SULT1C4를 검출합니다. 외인성 물질 및 약물 대사에 관여하는 술포전이효소를 표적으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명     | SULT1C4 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭   | SULT1C; SULT1C2; SULT1C4                                      |
| 종       | 인간                                                            |
| 유전자 ID  | 27233 (인간)                                                    |
| 면역원     | 인간 SULT1C4 (NP_006579.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원   | 토끼                                                            |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS   | O75897                                                        |
| 단백질 분자량 | 36kDa                                                         |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                         |