


Wb, Elisa용 항-Sult2A1 다클론 항체 - Q06520

품목 번호: CM0027745



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 SULT2A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 주요 스테로이드 및 담즙산 설포트랜스퍼레이스인 약 34 kDa 내인성 SULT2A1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SULT2A1 토끼 pAb
비고/별칭	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
종	인간
유전자ID (인간)	6822
유전자ID	6822
면역원	제조합 단백질 인간 SULT2A1(NP_003158.2)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06520
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백