


Wb, If-P, Elisa용 항Sult2A1 토끼 단클론 항체 - Q06520

품목 번호: CM0005187



소개

WB, IF-P, ELISA에서 검증된 SULT2A1 토끼 단클론 항체입니다. 주요 스테로이드 및 담즙산 설포트랜스퍼라제인 인간 및 래트 SULT2A1(34kDa)과 반응합니다. 대사 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SULT2A1 토끼 mAb
비고/별칭	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6822
유전자 ID	6822
면역원	인간 SULT2A1(Q06520)의 아미노산 180-285번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q06520
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백