


Anti-Sult2A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q06520

품목 번호: CM0016662



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-SULT2A1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 SULT2A1 검출; 면역원 재조합 단백질(aa1-145). 스테로이드 설폰네이션 및 담즙산 대사 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SULT2A1 Rabbit pAb
비고/별칭	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
종	인간
GeneID (인간)	6822
GeneID	6822
면역원	인간 SULT2A1 (NP_003158.2)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q06520
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백