

Anti-Sult2B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O00204

품목 번호: CM0028426



소개

CamelBio의 Anti-SULT2B1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 스테로이드 황산화 및 콜레스테롤 대사에 관여하는 설포트랜스퍼라제 2B1을 표적합니다. 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SULT2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	HSST2; ARCI14; SULT2B1
종	인간
유전자 ID (인간)	6820
유전자 ID	6820
면역원	인간 SULT2B1의 아미노산 1-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_814444.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00204
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백