


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sumf2 폴리클론항체 - Q8Nbj7

품목 번호: CM0021188



소개

SUMF1을 억제하는 비활성 설파타제 변형 인자인 SUMF2(pFGE)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 반응. 면역원: 재조합 단백질(aa 45-320).

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SUMF2 Rabbit pAb
비고/별칭	pFGE; SUMF2
종	인간
GeneID (Human)	25870
GeneID	25870
면역원	인간 SUMF2 (NP_056226.2)의 아미노산 45-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NBJ7
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백