


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sumo1 다클론 항체 - P63165

품목 번호: CM0019996



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Anti-SUMO1 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 랫드의 SUMO1을 검출합니다. 핵 수송, DNA 복구 및 신호 전달에 관여하는 유비퀴틴 유사 조절인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUMO1 토끼 pAb
비고/별칭	DAPI; GMPI; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
종	사람
GeneID (사람)	7341
GeneID	7341
면역원	재조합 단백질 사람 SUMO1의 1~101번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003343.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P63165
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백