


Anti-Sumo1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

품목 번호: CM0023547



소개

KO 검증이 완료된 인간 SUMO1 표적 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 핵 이동, DNA 복구 및 신호 전달에서의 SUMOylation 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SUMO1 Rabbit pAb
비고/별칭	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
종(Species)	Human
Gene ID	7341
면역원(Immunogen)	인간 SUMO1 (NP_003343.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P63165
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)