


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sumo2/3 Rabbit Monoclonal Antibody - P61956 / P55854

품목 번호: CM0007555



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 단클론성 토끼 항-SUMO2/3 항체. 인간, 마우스, 랫트 SUMO2/3 인식. 재조합 면역원 (아미노산 1-95). SUMOylation, DNA 수리, 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUMO2/3 Rabbit mAb
비고/별칭	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
종	인간
GeneID (인간)	6613/6612
GeneID	6613/6612
면역원	인간 SUMO2/3의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_008868.3)
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61956/P55854
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백