


Anti-Sumo2/3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

품목 번호: CM0016585



소개

인간 SUMO2/3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-파라핀, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플의 내인성 SUMO2/3를 검출합니다. SUMOylation 및 유비퀴틴 유사 단백질 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUMO2/3 Rabbit pAb
비고/별칭	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6613/6612
GeneID	6613/6612
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61956/P55854
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩