


Wb, If/Icc, Elisa용 항Sumo3 토끼 다클론 항체 - P55854

품목 번호: CM0022206



소개

SUMO3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 핵 수송 및 신호 전달에 관여하는 유비퀴틴 유사 변형체인 인간, 마우스 및 랫트 SUMO3를 특이적으로 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUMO3 토끼 pAb
비고/별칭	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
종	인간
유전자ID (인간)	6612
유전자ID	6612
면역원	인간 SUMO3 (NP_008867.2)의 아미노산 1-92에 상응하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P55854
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩