


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sumo3 Rabbit Polyclonal Antibody - P55854

품목 번호: CM0026580



소개

SUMO3(SUMO-2/SMT3A)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 유비퀴틴 유사 변형, DNA 수리, 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUMO3 Rabbit pAb
비고/별칭	SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3
종	인간
GeneID (인간)	6612
GeneID	6612
면역원	인간 SUMO3 (NP_008867.2)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원료	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55854
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백