

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sumo4 폴리클론항체 - Q6Eev6

품목 번호: CM0024935

소개

인간 SUMO4(소형 유비퀴틴 유사 조절자 4)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차반응. SUMO화, 산화 스트레스 및 면역 관련 경로 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUMO4 Rabbit pAb
비고/별칭	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
종	인간
유전자 ID (인간)	387082
유전자 ID	387082
면역원	인간 SUMO4 (Q6EEV6)의 아미노산 40-95 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6EEV6
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백