

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sumo4 토끼 단클론 항체 - Q6Eev6

품목 번호: CM0008588

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SUMO4 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. SUMO화, 산화 스트레스 및 당뇨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUMO4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dJ281H8.4; SUMO4
종	인간
GeneID (인간)	387082
GeneID	387082
면역원	인간 SUMO4(Q6EEV6)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q6EEV6
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩