


Anti-Sun2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uh99

품목 번호: CM0019108



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 SUN2 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스, 랫트에서 사용 가능합니다. 핵 위치 이동 및 이동에 필수적인 LINC 복합체 구성 요소인 SUN2를 타겟으로 합니다. 세포골격 및 핵막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUN2 Rabbit pAb
비고/별칭	UNC84B; rab5IP; SUN2
종	Human
GeneID (Human)	25777
GeneID	25777
면역원	인간 SUN2 (NP_001186508)의 아미노산 255-572에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UH99
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스 팩