

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Suox Rabbit Monoclonal Antibody - P51687

품목 번호: CM0003148



소개

인간 SUOX(황산염 산화효소)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 황 대사, 미토콘드리아 기능 및 저산소증 관련 아질산염 환원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUOX Rabbit mAb
비고/별칭	SUOX; sulfite oxidase
종	인간
유전자 ID	6821
면역원	합성 펩타이드 (인간 SUOX, P51687의 아미노산 100-200)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P51687
단백질 무게	60kDa
배송	아이스백