


Anti-Supt16H (Spt16) 폴리클로날 항체 For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

품목 번호: CM0019952



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 고품질 SUPT16H (SPT16) 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트의 FACT 복합체 서브유닛 SPT16과 반응. 염색질 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUPT16H (SPT16) Rabbit pAb
비고/별칭	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
종	인간
GeneID (인간)	11198
GeneID	11198
면역원	인간 SUPT16H (SPT16) (NP_009123.1)의 아미노산 520-695에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5B9
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백