


Anti-Supt5H/Spt5 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 용) - O00267

품목 번호: CM0003632



소개

인간 SUPT5H/SPT5를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 신장 및 HIV Tat 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SUPT5H/SPT5 토끼 mAb
비고/별칭	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
종	인간
유전자 ID	6829
면역원	인간 SUPT5H/SPT5 (O00267)의 아미노산 800-900 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00267
단백질 분자량	121kDa
배송 방식	아이스 팩