


Anti-Supt5H/Spt5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O00267

품목 번호: CM0030827



소개

사람 SUPT5H/SPT5 전사 연장 인자를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 및 HIV Tat 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUPT5H/SPT5 Rabbit pAb
별칭	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
종	사람 (Human)
유전자 ID	6829
면역원	사람 SUPT5H/SPT5 (NP_003160.2)의 아미노산 125-425에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O00267
단백질 크기	121kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)