


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Supt6H/Spt6 폴리클로널 항체 - Q7Kz85

품목 번호: CM0023917



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 인간 SUPT6H (SPT6)에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다.

마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 신장 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SUPT6H Rabbit pAb
비고/별칭	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6830
GeneID	6830
면역원(Immunogen)	인간 SUPT6H (NP_003161.2)의 아미노산 1500-1726에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7KZ85
단백질 분자량	199kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)