


Wb 및 Elisa용 Anti-Supt7L 토끼 다클론 항체 - O94864

품목 번호: CM0020277



소개

인간 SUPT7L(STAGA 복합체 65 서브유닛 감마)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUPT7L 토끼 pAb
비고/별칭	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(감마); SUPT7L
종	인간
유전자 ID (인간)	9913
유전자 ID	9913
면역원	인간 SUPT7L(NP_001269658)의 아미노산 210-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O94864
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩