

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Supv3L1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Iyb8

품목 번호: CM0024873



소개

미토콘드리아 RNA 헬리케이스인 SUPV3L1(SUV3)을 표적하는 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 분해소체 및 RNA 대사 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	SUPV3L1 Rabbit pAb
비고/별칭	SUV3; SUPV3L1
종	인간
유전자 ID (인간)	6832
유전자 ID	6832
면역원	인간 SUPV3L1 (NP_003162.2)의 아미노산 577-786 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IYB8
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백