

Wb 및 Elisa용 항-Surf1 토끼 다클론 항체 - Q15526

품목 번호: CM0026116

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 이 토끼 다클론 항체는 시토크롬 c 옥시다아제 조립에 필수적인 미토콘드리아 내막 단백질인 인간 SURF1을 표적으로 합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하여 미토콘드리아 질환 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SURF1 토끼 pAb
비고/별칭	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
종	인간
유전자ID (인간)	6834
유전자ID	6834
면역원	인간 SURF1 (NP_003163.1)의 아미노산 80-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15526
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스백