

Wb 및 Elisa용 항-서바이빈 토끼 단일클론 항체 - O15392

품목 번호: CM0012608



소개

Western blot 및 ELISA로 검증된 고품질 항-서바이빈 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포자멸사 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Survivin 토끼 mAb
비고/별칭	API4; EPR-1; Survivin
종	인간
GeneID (인간)	332
GeneID	332
면역원	인간 Survivin(O15392)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O15392
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩