

Wb, Elisa용 Anti-Survivin 토끼 다클로날 항체 - O15392

품목 번호: CM0021626



소개

Survivin (BIRC5/API4)을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 권장됩니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다. 세포자멸사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Survivin Rabbit pAb
비고/별칭	API4; EPR-1; Survivin
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	332
유전자 ID	332
항원(Immunogen)	사람 Survivin (NP_001159.2)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15392
단백질 분자량	16 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)