

Wb, If/Icc용 Anti-Survivin Rabbit Polyclonal 항체 - O15392

품목 번호: CM0023906



소개

인간 Survivin (BIRC5, O15392)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 WB 및 IF/ICC에서 검증됨. 인간 및 쥐와 교차 반응함. 세포사멸 및 세포 분열 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Survivin Rabbit pAb
비고/별칭	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
종	인간
유전자 ID	332 (인간)
면역원	인간 Survivin (NP_001159.2)의 아미노산 1-142에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O15392
단백질 무게	16kDa
배송	아이스팩