

Wb 및 Elisa용 Anti-Survivin Rabbit Polymab® 항체 - O15392

품목 번호: CM0006506



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 인간 Survivin (BIRC5, O15392)을 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 세포자멸, 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Survivin Rabbit PolymAb®
비고/별칭	API4; EPR-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	332
GeneID	332
면역원(Immunogen)	인간 Survivin (NP_001159.2)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O15392
단백질 분자량	8-18 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)