

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Suv39H1 토끼 다클론 항체 - O43463

품목 번호: CM0029849



소개

헤테로염색질 형성과 전사 억제에 중요한 히스톤 H3K9 메틸트랜스퍼라아제인 인간 SUV39H1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUV39H1 토끼 pAb
비고/별칭	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
종	인간
GeneID (인간)	6839
GeneID	6839
면역원	인간 SUV39H1 (NP_003164.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43463
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩