

Wb, Elisa, Chip용 Anti-Suv39H2 폴리클로날 항체 - Q9H5I1

품목 번호: CM0024877



소개

WB, ELISA 및 ChIP에 대해 검증된 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 SUV39H2 (KMT1B)를 타겟팅합니다. 히스톤 메틸화, 이질염색질 및 유자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUV39H2 Rabbit pAb
비고/별칭	KMT1B; SUV39H2
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	79723
Gene ID	79723
면역원	인간 SUV39H2 (NP_001180354.1)의 아미노산 141-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫드)
SWISS	Q9H5I1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백