


Wb 및 Elisa용 항-Sv2A 토끼 다클론 항체 - Q7L0J3

품목 번호: CM0023456



소개

인간 SV2A에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 아미노산 356-447(NP_055664.3)을 표적으로 하는 재조합 면역원입니다. 시냅스 소포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SV2A 토끼 pAb
비고/별칭	SV2, SLC22BI, SV2A
종	인간
유전자 ID	9900 (인간)
면역원	인간 SV2A(NP_055664.3)의 아미노산 356-447에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q7L0J3
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백