

Wb, Elisa용 Anti-Svop 토끼 다클로날 항체 - Q8N4V2

품목 번호: CM0016769

소개

인간 SVOP(Synaptic vesicle 2-related protein)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 신경과학 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다. CamelBio에서 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SVOP Rabbit pAb
비고/별칭	SLC22B4; SVOP
종	인간(Human)
유전자 ID	55530
면역원	인간 SVOP (NP_061181.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8N4V2
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백