

웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Swap70 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uh65

품목 번호: CM0012984



소개

인간 SWAP70에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 표적 단백질 분자량 약 69 kDa. UniProt: Q9UH65.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SWAP70 Rabbit pAb
비고/별칭	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
종	인간
GeneID (인간)	23075
GeneID	23075
면역원	인간 SWAP70 (NP_055870.2)의 아미노산 316-585에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UH65
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백